

# Z50

Sonographiesystem

## Erstklassige Wahl zur mobilen Anwendung



# Nachhaltige Investition

Profitieren Sie von guter Bildqualität und stellen Sie sichere Diagnosen mit dem Z50. Das Z50 ist ein weiterer Beweis, dass hochwertige Qualitätsgeräte zu erschwinglichen Preisen angeboten werden können. Wartungsarme Sonographiesysteme, die ohne hohe Servicekosten betrieben werden können: Dafür steht das Z50 von Mindray und gibt Ihnen somit diagnostische und finanzielle Sicherheit!

## Vorteile des Z50


- mobiles System für kleine Räumlichkeiten
- batteriegestützt für Ihren Hausarzteinsatz
- Sondenkabel-Management
- Schnellstart in 5 Sekunden
- Sonderfunktionen für iGel-Leistungen
- einfache Anbindung an Ihre Praxissoftware

## Schnell zum Ergebnis durch intuitiven Workflow

Das Z50 überzeugt sowohl durch diagnostische Vorteile, als auch durch einfache Bedienung, die sich auf Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Anwenderfreundlichkeit, Schnelligkeit und smarte Speichermöglichkeiten werden uns kundenseitig bestätigt.




Lebervenen



Carotis



Schilddrüse



Auto IMT

# Zeitersparnis durch intelligente Funktionen

- AutoIMT: Automatische Intima-Media-Dicke-Messung
- iTouch: Bild- und Doppleroptimierung auf Knopfdruck
- iZoom: Vollbildmodus für das Ultraschallbild
- iStation: Integriertes Patientendatenarchiv
- iStorage: Datentransfer direkt an Ihren PC
- Umfangreiche Exportmöglichkeiten: DICOM, JPG, BMP, AVI

## Stationär & mobil einsetzbar

- Platzsparender Gerätewagen mit Ablageschalen
- Randloser 15" HD Monitor
- Neigbarer Monitor um Lichtreflexionen zu vermeiden
- 3 Schallsondenanschlüsse für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- 500 GB großer Festplattenspeicher
- 1,5 h Batterielaufzeit für den Einsatz außerhalb der Praxis
- Ergonomischer Rucksack zum einfachen Transport



15" High Definition Monitor



Neigbarer Monitor bis zu 60°



3 Schallsondenanschlüsse



Ergonomischer Rucksack





## Mittendrin in der Zukunft des Ultraschalls

Die Zukunft der Patientenversorgung gestaltet Mindray hier und jetzt. Wir gehören weltweit zu den führenden Herstellern moderner Medizintechnik und sind in Deutschland fest etabliert. Warum? Weil unsere Geräte von Praktikern für Praktiker gemacht sind. Sie überzeugen mit Premium-Qualität zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Anforderungen im Klinik- und Praxisalltag sind enorm gestiegen. Wir kennen die täglichen Bedürfnisse unserer Kunden, weil unsere Experten erfahrene Pragmatiker sind, die zuhören, nachfragen, verstehen und somit Systeme mit Weitblick für das Wesentliche entwickeln.

Alle Ultraschallgeräte von Mindray sind hochwertige, belastbare Helfer, die auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt sind.

Unsere Zentrale und europäischer Trainingsstützpunkt in Darmstadt ist die ideale Basis für bundesweiten Erfolg. Wir konzipieren zuverlässige, intelligente und sichere Geräte. Unsere innovative Ultraschalltechnologie ist ein wichtiger Beitrag zu modernsten klinischen Lösungen.

### **Mindray Medical Germany GmbH**

Goebelstraße 21

64293 Darmstadt

Tel.: 06151 3910 - 0

Fax: 06151 3910 - 300

Web: [www.mindray.de](http://www.mindray.de)

**mindray**  
DEUTSCHLAND

healthcare within reach