

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-230**: BS-230, BS-240;

6. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

8. **BS-480**: BS-480, BS-490;

BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"),**BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

9. **BS-600**: BS-600, BS-620

10. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

11. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

12. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

13. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0**

LOT: 046122001

Exp. Date: 2023-04-08

Abbreviated name		FER		Calibration Rule		spline	
Model	Level	Calibration Value ¹³		Model	Level	Calibration Value ¹³	
		ng/mL	pmol/L			ng/mL	pmol/L
BS-200E ¹	a	121	272	BS-430 ⁷	a	121	272
	b	240	539		b	235	528
	c	578	1299		c	562	1263
	d	1090	2449		d	1090	2449
BS-230 ²	a	121	272	BS-480 ⁸	a	117	263
	b	240	539		b	229	515
	c	578	1299		c	557	1252
	d	1090	2449		d	1090	2449
BS-240E ³	a	121	272	BS-600 ⁹	a	117	263
	b	235	528		b	229	515
	c	562	1263		c	557	1252
	d	1090	2449		d	1090	2449
BS-360E ⁴	a	117	263	BS-800 ¹⁰	a	117	263
	b	229	515		b	229	515
	c	557	1252		c	557	1252
	d	1090	2449		d	1090	2449
BS-380 ⁵	a	121	272	BS-2000 ¹¹	a	115	258
	b	235	528		b	227	510
	c	562	1263		c	545	1225
	d	1090	2449		d	1075	2416

Abbreviated name		FER		Calibration Rule		spline	
Model	Level	Calibration Value ¹³		Model	Level	Calibration Value ¹³	
		ng/mL	pmol/L			ng/mL	pmol/L
BS-400 ⁶	a	121	272	BS-2800M ¹²	a	116	261
	b	235	528		b	227	510
	c	562	1263		c	550	1236
	d	1090	2449		d	1104	2481

English	Abbreviated name	Calibration Rule	Calibration Value	Model	Level
Русский	сокращенное наименование	Принцип калибровки	Эталонное значение	модель	Уровень
Português	Nome abreviado	Regra de calibração	Valor de calibração	Modelo	Nível
Español	nombre abreviado	Regla de calibración	Valor de calibración	modelo	Nivel
Italiano	abbreviazione	Regola di calibrazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
Türkçe	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Kuralı	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

FER	
English	Ferritin
Русский	ферритина
Português	Ferritina
Español	Ferritina
Italiano	Ferritina
Türkçe	Ferritin