

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

7.**BS-330E**:BS-330E(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

18.S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17.**BS-2800M**:BS-2600M, BS-2800M.

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT: 145422001



: 2022-11-30

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value ¹⁸	Model	Calibration Value ¹⁸
FUN	µmol/L	BS-120 ¹	/	BS-400 ¹⁰	/
		BS-200 ²	/	BS-430 ¹¹	/
		BS-200E ³	/	BS-480 ¹²	/
		BS-230 ⁴	/	BS-600 ¹³	/
		BS-240E ⁵	/	BS-600M ¹⁴	460
		BS-300 ⁶	/	BS-800 ¹⁵	/
		BS-330E ⁷	/	BS-2000 ¹⁶	/
		BS-360E ⁸	/	BS-2800M ¹⁷	/
		BS-380 ⁹	/		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 145422001

EXP : 2022-11-30

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)	1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)	1 SD
FUN	BS-120 ¹	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-400 ¹⁰	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/
	BS-200 ²	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-430 ¹¹	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/
	BS-200E ³	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-480 ¹²	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/
	BS-230 ⁴	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-600 ¹³	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/
	BS-240E ⁵	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-600M ¹⁴	$\mu\text{mol/L}$	501	426 - 576	25
	BS-300 ⁶	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-800 ¹⁵	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/
	BS-330E ⁷	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-2000 ¹⁶	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/
	BS-360E ⁸	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/	BS-2800M ¹⁷	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/
	BS-380 ⁹	$\mu\text{mol/L}$	/	/ - /	/					

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа \pm 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise \pm 3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo \pm 3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione \pm 3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri \pm 3SD)

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin