

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский : Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português : Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español : Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano : Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe : Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский : Данные совпадают во всех группах.

Português : A dados de cada grupo é a mesma.

Español : la datos de cada grupo es la misma.

Italiano : la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe : her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

7. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

7. **BS-330E**: BS-330E(Serial Number starts with "XQ-"),

14. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

15. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17. **S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT : 145422001

有效期 : 2022-11-30

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value ¹⁷	Model	Calibration Value ¹⁷
FUN	µmol/L	BS-120 ¹	458	BS-380 ⁹	444
		BS-200 ²	476	BS-400 ¹⁰	467
		BS-200E ³	485	BS-430 ¹¹	458
		BS-230 ⁴	431	BS-480 ¹²	449
		BS-240E ⁵	458	BS-600 ¹³	458
		BS-300 ⁶	485	BS-800 ¹⁴	458
		BS-330E ⁷	485	BS-2000 ¹⁵	467
		BS-360E ⁸	458	BS-2800M ¹⁶	460

English	Abbreviated name	Model	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

14. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

15. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

16. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 145422001

EXP : 2022-11-30

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)			1 SD
FUN	BS-120 ¹	µmol/L	485	412	—	558	24	BS-380 ⁹	µmol/L	512	435	—	589	26
	BS-200 ²	µmol/L	493	419	—	567	25	BS-400 ¹⁰	µmol/L	505	429	—	581	25
	BS-200E ³	µmol/L	510	434	—	587	26	BS-430 ¹¹	µmol/L	503	428	—	578	25
	BS-230 ⁴	µmol/L	491	417	—	565	25	BS-480 ¹²	µmol/L	506	430	—	582	25
	BS-240E ⁵	µmol/L	498	423	—	573	25	BS-600 ¹³	µmol/L	503	428	—	578	25
	BS-300 ⁶	µmol/L	516	439	—	593	26	BS-800 ¹⁴	µmol/L	502	427	—	577	25
	BS-330E ⁷	µmol/L	510	434	—	587	26	BS-2000 ¹⁵	µmol/L	499	424	—	574	25
	BS-360E ⁸	µmol/L	510	434	—	587	26	BS-2800M ¹⁶	µmol/L	501	426	—	576	25

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ±3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ±3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione ±3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin