

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

7.**BS-330E**: BS-330E (Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E (Serial Number starts with "XS-");

18.**S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT : 145422004

EXP : 2023-06-19

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value ¹⁸	Model	Calibration Value ¹⁸
FUN	µmol/L	BS-120 ¹	460	BS-400 ¹⁰	472
		BS-200 ²	474	BS-430 ¹¹	460
		BS-200E ³	478	BS-480 ¹²	460
		BS-230 ⁴	446	BS-600 ¹³	460
		BS-240E ⁵	474	BS-600M ¹⁴	475
		BS-300 ⁶	488	BS-800 ¹⁵	460
		BS-330E ⁷	478	BS-2000 ¹⁶	467
		BS-360E ⁸	460	BS-2800M ¹⁷	475
		BS-380 ⁹	460		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 145422004

EXP : 2023-06-19

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD
FUN	BS-120 ¹	$\mu\text{mol/L}$	486	413	—	559	24	BS-400 ¹⁰	$\mu\text{mol/L}$	465	395	—	535	23
	BS-200 ²	$\mu\text{mol/L}$	476	405	—	547	24	BS-430 ¹¹	$\mu\text{mol/L}$	477	405	—	549	24
	BS-200E ³	$\mu\text{mol/L}$	497	422	—	572	25	BS-480 ¹²	$\mu\text{mol/L}$	474	403	—	545	24
	BS-230 ⁴	$\mu\text{mol/L}$	460	391	—	529	23	BS-600 ¹³	$\mu\text{mol/L}$	468	398	—	538	23
	BS-240E ⁵	$\mu\text{mol/L}$	475	404	—	546	24	BS-600M ¹⁴	$\mu\text{mol/L}$	/	/	—	/	/
	BS-300 ⁶	$\mu\text{mol/L}$	487	414	—	560	24	BS-800 ¹⁵	$\mu\text{mol/L}$	473	402	—	544	24
	BS-330E ⁷	$\mu\text{mol/L}$	497	422	—	572	25	BS-2000 ¹⁶	$\mu\text{mol/L}$	483	411	—	555	24
	BS-360E ⁸	$\mu\text{mol/L}$	481	409	—	553	24	BS-2800M ¹⁷	$\mu\text{mol/L}$	479	407	—	551	24
	BS-380 ⁹	$\mu\text{mol/L}$	466	396	—	536	23							

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)	
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа \pm 3CO)	
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise \pm 3SD)	
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo \pm 3SD)	
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione \pm 3 DS)	
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri \pm 3SD)	

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin