

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

7.**BS-330E**: BS-330E (Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E (Serial Number starts with "XS-");

18.**S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT : 145422005

EXP : 2023-11-09

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value <sup>18</sup>	Model	Calibration Value <sup>18</sup>
FUN	µmol/L	BS-120 <sup>1</sup>	454	BS-400 <sup>10</sup>	454
		BS-200 <sup>2</sup>	472	BS-430 <sup>11</sup>	454
		BS-200E <sup>3</sup>	478	BS-480 <sup>12</sup>	454
		BS-230 <sup>4</sup>	454	BS-600 <sup>13</sup>	454
		BS-240E <sup>5</sup>	459	BS-600M <sup>14</sup>	460
		BS-300 <sup>6</sup>	486	BS-800 <sup>15</sup>	454
		BS-330E <sup>7</sup>	478	BS-2000 <sup>16</sup>	458
		BS-360E <sup>8</sup>	454	BS-2800M <sup>17</sup>	460
		BS-380 <sup>9</sup>	454		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

**BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

**BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

**BS-350E**(Serial Number starts with "XS-");

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

**LOT** : 145422005

**EXP** : 2023-11-09

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD
FUN	<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	$\mu\text{mol/L}$	486	413	—	559	24	<b>BS-400</b> <sup>10</sup>	$\mu\text{mol/L}$	465	395	—	535	23
	<b>BS-200</b> <sup>2</sup>	$\mu\text{mol/L}$	476	405	—	547	24	<b>BS-430</b> <sup>11</sup>	$\mu\text{mol/L}$	477	405	—	549	24
	<b>BS-200E</b> <sup>3</sup>	$\mu\text{mol/L}$	497	422	—	572	25	<b>BS-480</b> <sup>12</sup>	$\mu\text{mol/L}$	474	403	—	545	24
	<b>BS-230</b> <sup>4</sup>	$\mu\text{mol/L}$	460	391	—	529	23	<b>BS-600</b> <sup>13</sup>	$\mu\text{mol/L}$	468	398	—	538	23
	<b>BS-240E</b> <sup>5</sup>	$\mu\text{mol/L}$	475	404	—	546	24	<b>BS-600M</b> <sup>14</sup>	$\mu\text{mol/L}$	/	/	—	/	/
	<b>BS-300</b> <sup>6</sup>	$\mu\text{mol/L}$	487	414	—	560	24	<b>BS-800</b> <sup>15</sup>	$\mu\text{mol/L}$	473	402	—	544	24
	<b>BS-330E</b> <sup>7</sup>	$\mu\text{mol/L}$	497	422	—	572	25	<b>BS-2000</b> <sup>16</sup>	$\mu\text{mol/L}$	483	411	—	555	24
	<b>BS-360E</b> <sup>8</sup>	$\mu\text{mol/L}$	481	409	—	553	24	<b>BS-2800M</b> <sup>17</sup>	$\mu\text{mol/L}$	479	407	—	551	24
	<b>BS-380</b> <sup>9</sup>	$\mu\text{mol/L}$	466	396	—	536	23							

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value $\pm$ 3SD)	
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа $\pm$ 3CO)	
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise $\pm$ 3SD)	
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo $\pm$ 3SD)	
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione $\pm$ 3 DS)	
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri $\pm$ 3SD)	

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin