

β -羟丁酸校准品

参考值表

迈瑞BS系列检测系统

注意：

- | | |
|---|--|
| 1. BS-230 的参考值适用于 BS-240; | 6. BS-430 的参考值适用于 BS-450, BS-460; |
| 2. BS-240E 的参考值适用于 BS-240Pro; | 7. BS-480 的参考值适用于 BS-490; |
| 3. BS-360E 的参考值适用于 BS-370E, BS-350S, BS-360S,
BS-330E (V35.00) (适用于序列号以 “W8-” 开头, 且软件版本以 “35.00” 开头的仪器), BS-350E (V35.00)
(适用于序列号以 “W9-” 开头, 且软件版本以 “35.00” 开头的仪器); | 8. BS-600 的参考值适用于 BS-620; |
| 4. BS-380 的参考值适用于 BS-390; | 9. BS-800 的参考值适用于 BS-820, BS-800M, BS-820M,
BS-1800, BS-1800plus, BS-880, BS-890; |
| 5. BS-400 的参考值适用于 BS-420; | 10. BS-830 的参考值适用于 BS-830S, BS-840, BS-850, BS-860; |
| | 11. BS-2000 的参考值适用于 BS-2200, BS-2000M, BS-2200M; |
| | 12. 零值校准品: 0.9% 生理盐水。 |

LOT: 146521006

: 2022-07-30

项目缩写/成分	β -HB	检测方法	酶比色法	定标方式	两点线性
机型	校准品参考值 ¹²		机型	校准品参考值 ¹²	
	mmol/L			mmol/L	
BS-230 ¹	0.800		BS-480 ⁷	0.910	
BS-240E ²	0.850		BS-600 ⁸	0.880	
BS-360E ³	0.870		BS-800 ⁹	0.910	
BS-380 ⁴	0.890		BS-830 ¹⁰	0.910	
BS-400 ⁵	0.880		BS-2000 ¹¹	0.910	
BS-430 ⁶	0.900				