

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a r Portuguese: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: I dati di ogni gruppo e la stessa.

Italiano: I dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

6. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

**BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E (V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");**

7. **BS-380**: BS-380, BS-390;

8. **BS-400**: BS-400, BS-420;

9. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

10. **BS-480**: BS-480, BS-490;

11. **BS-600**: BS-600, BS-620;

12. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

13. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

14. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

15. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

16. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Português: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Italiano: Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;

Русский: Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;

Español: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Türkçe: Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.

**LOT**: 146523002

**EXP**: 2024-07-15

| Abbreviated name              | β-HB        | Calibration Value <sup>16</sup> (mmol/L) |
|-------------------------------|-------------|--|
| <b>BS-120</b> <sup>1</sup>    | <b>Cal1</b> | 0.870                                    |
| <b>BS-200</b> <sup>2</sup>    | <b>Cal1</b> | 0.910                                    |
| <b>BS-200E</b> <sup>3</sup>   | <b>Cal1</b> | 0.930                                    |
| <b>BS-230</b> <sup>4</sup>    | <b>Cal1</b> | 0.890                                    |
| <b>BS-240E</b> <sup>5</sup>   | <b>Cal1</b> | 0.890                                    |
| <b>BS-360E</b> <sup>6</sup>   | <b>Cal1</b> | 0.880                                    |
| <b>BS-380</b> <sup>7</sup>    | <b>Cal1</b> | 0.930                                    |
| <b>BS-400</b> <sup>8</sup>    | <b>Cal1</b> | 0.920                                    |
| <b>BS-430</b> <sup>9</sup>    | <b>Cal1</b> | 0.930                                    |
| <b>BS-480</b> <sup>10</sup>   | <b>Cal1</b> | 0.930                                    |
| <b>BS-600</b> <sup>11</sup>   | <b>Cal1</b> | 0.930                                    |
| <b>BS-600M</b> <sup>12</sup>  | <b>Cal1</b> | 0.940                                    |
| <b>BS-800</b> <sup>13</sup>   | <b>Cal1</b> | 0.930                                    |
| <b>BS-2000</b> <sup>14</sup>  | <b>Cal1</b> | 0.930                                    |
| <b>BS-2800M</b> <sup>15</sup> | <b>Cal1</b> | 0.940                                    |

| English   | Abbreviated name         | Calibration Value      | Model   | Level   |
|-----------|--------------------------|------------------------|---------|---------|
| Русский   | сокращенное наименование | Эталонное значение     | модель  | Уровень |
| Português | Nome abreviado           | Valor de calibração    | Modelo  | Nível   |
| Español   | nombre abreviado         | Valor de calibración   | modelo  | Nivel   |
| Italiano  | abbreviazione            | Valore di calibrazione | modelli | Livello |
| Türkçe    | kısaltılmış ad           | Kalibrasyon Değeri     | model   | Düzyey  |

| β-HB      |                    |
|-----------|--------------------|
| English   | β-Hydroxybutyrate  |
| Русский   | β-гидроксипутирата |
| Português | β-Hidroxibutirato  |
| Español   | β-hidroxibutirato  |
| Italiano  | β-idrossibutirato  |
| Türkçe    | β-Hidroksibòtrat   |