

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma. Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa. Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

7.**BS-380**: BS-380, BS-390;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

8.**BS-400**: BS-400, BS-420;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

10.**BS-480**: BS-480, BS-490;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11.**BS-600**: BS-600, BS-620;

6.**BS-360E**: BS-360E,BS-370E,BS-350S,BS-360S, **BS-330E(V35.00)**

12.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

(Serial Number starts with "W8-" and software version starts

13.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,
BS-1800, BS-1800plus;

with "35.00"), **BS-350E(V35.00)**(Serial Number starts with

14.**BS-2000**:BS-2000,BS-2200,BS-2000M, BS-2200M;

"W9-" and software version starts with "35.00");

15.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

16. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.**

LOT : 153922002

⌚ : 2023-03-05

| Abbreviated name | | ACE | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Model | Level | Calibration Value ¹⁶ | |
| | | U/L | µkat/L |
| BS-120 ¹ | Cal1 | / | / |
| BS-200 ² | Cal1 | / | / |
| BS-200E ³ | Cal1 | / | / |
| BS-230 ⁴ | Cal1 | / | / |
| BS-240E ⁵ | Cal1 | / | / |
| BS-360E ⁶ | Cal1 | / | / |
| BS-380 ⁷ | Cal1 | / | / |
| BS-400 ⁸ | Cal1 | / | / |
| BS-430 ⁹ | Cal1 | / | / |
| BS-480 ¹⁰ | Cal1 | / | / |
| BS-600 ¹¹ | Cal1 | / | / |
| BS-600M ¹² | Cal1 | 76.4 | 1.28 |
| BS-800 ¹³ | Cal1 | / | / |
| BS-2000 ¹⁴ | Cal1 | / | / |
| BS-2800M ¹⁵ | Cal1 | / | / |

| English | Abbreviated name | Calibration Value | Model | Level |
|------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|
| Русский | сокращенное наименование | Эталонное значение | модель | Уровень |
| Português | Nome abreviado | Valor de calibração | Modelo | Nível |
| Español | nombre abreviado | Valor de calibración | modelo | Nivel |
| Italiano | abbreviazione | Valore di calibrazione | modelli | Livello |
| Türkçe | kısaltılmış ad | Kalibrasyon Değeri | model | Düzey |

| ACE | |
|------------------|---------------------------------------|
| English | Angiotensin Converting Enzyme |
| Русский | Ангиотензин-превращающего фермента |
| Português | Enzima de conversão da angiotensina |
| Español | Enzima convertidora de angiotensina |
| Italiano | Enzima convertitore dell'angiotensina |
| Türkçe | Anjiotensin Dönüştürücü Enzim |