

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma. Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa. Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

6.**BS-360E**: BS-360E,BS-370E,BS-350S,BS-360S, **BS-330E(V35.00)**

(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)**(Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

7.**BS-380**: BS-380, BS-390;

8.**BS-400**: BS-400, BS-420;

9.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

10.**BS-480**: BS-480, BS-490;

11.**BS-600**: BS-600, BS-620;

12.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

13.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

14.**BS-2000**:BS-2000,BS-2200,BS-2000M, BS-2200M;

15.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

16. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.**

LOT: 153922005

EXP: 2023-09-14

Abbreviated name		ACE	
Model	Level	Calibration Value ¹⁶	
		U/L	µkat/L
BS-120 ¹	Cal1	77.5	1.29
BS-200 ²	Cal1	79.1	1.32
BS-200E ³	Cal1	77.5	1.29
BS-230 ⁴	Cal1	77.5	1.29
BS-240E ⁵	Cal1	66.3	1.11
BS-360E ⁶	Cal1	66.3	1.11
BS-380 ⁷	Cal1	68.6	1.15
BS-400 ⁸	Cal1	68.6	1.15
BS-430 ⁹	Cal1	66.3	1.11
BS-480 ¹⁰	Cal1	66.3	1.11
BS-600 ¹¹	Cal1	66.3	1.11
BS-600M ¹²	Cal1	72.7	1.21
BS-800 ¹³	Cal1	66.3	1.11
BS-2000 ¹⁴	Cal1	68.6	1.15
BS-2800M ¹⁵	Cal1	70.4	1.18

English	Abbreviated name	Calibration Value	Model	Level
Русский	сокращенное наименование	Эталонное значение	модель	Уровень
Português	Nome abreviado	Valor de calibração	Modelo	Nível
Español	nombre abreviado	Valor de calibración	modelo	Nivel
Italiano	abbreviazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
Türkçe	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

ACE	
English	Angiotensin Converting Enzyme
Русский	Ангиотензин-превращающего фермента
Português	Enzima de conversão da angiotensina
Español	Enzima convertidora de angiotensina
Italiano	Enzima convertitore dell'angiotensina
Türkçe	Anjiotensin Dönüştürücü Enzim