

β -HB Calibrator**Value sheet of Mindray BS Measurement System**

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma. Portuguese: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa. Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;2. **BS-200**: BS-200, BS-220;3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;4. **BS-230**: BS-230, BS-240;5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;6. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

7. **BS-380**: BS-380, BS-390;8. **BS-400**: BS-400, BS-420;9. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;10. **BS-480**: BS-480, BS-490;11. **BS-600**: BS-600, BS-620;12. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;13. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;14. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;15. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.16. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Português: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Italiano: Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;

Русский: Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;

Español: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Türkçe: Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.

LOT : 154123001



: 2025-02-07

| Abbreviated name | β -HB | |
|-------------------------------|-------------|--|
| Model | Level | Calibration Value ¹⁶ (mmol/L) |
| BS-120 ¹ | Cal1 | 0.910 |
| BS-200 ² | Cal1 | 0.930 |
| BS-200E ³ | Cal1 | 0.960 |
| BS-230 ⁴ | Cal1 | 0.900 |
| BS-240E ⁵ | Cal1 | 0.900 |
| BS-360E ⁶ | Cal1 | 0.940 |
| BS-380 ⁷ | Cal1 | 0.960 |
| BS-400 ⁸ | Cal1 | 0.960 |
| BS-430 ⁹ | Cal1 | 0.960 |
| BS-480 ¹⁰ | Cal1 | 0.960 |
| BS-600 ¹¹ | Cal1 | 0.960 |
| BS-600M ¹² | Cal1 | 0.960 |
| BS-800 ¹³ | Cal1 | 0.960 |
| BS-2000 ¹⁴ | Cal1 | 0.960 |
| BS-2800M ¹⁵ | Cal1 | 0.960 |

| English | Abbreviated name | Calibration Value | Model | Level |
|-----------|--------------------------|------------------------|---------|---------|
| Русский | сокращенное наименование | Эталонное значение | модель | Уровень |
| Português | Nome abreviado | Valor de calibração | Modelo | Nível |
| Español | nombre abreviado | Valor de calibración | modelo | Nivel |
| Italiano | abbreviazione | Valore di calibrazione | modelli | Livello |
| Türkçe | kısaltılmış ad | Kalibrasyon Değeri | model | Düzey |

| β -HB | |
|-------------|---------------------------|
| English | β -Hydroxybutyrate |
| Русский | β -гидроксибутирата |
| Português | β -Hidroxi butirato |
| Español | β -hidroxibutirato |
| Italiano | β -idrossibutirato |
| Türkçe | β -Hidroksibötrat |