

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский : Таблица результатов для системы BS компании Mindray  
 Português : Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray  
 Español : Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS  
 Italiano : Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray  
 Türkçe : Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



**The data of each group is same.**

**Português : A dados de cada grupo é a mesma.**

**Italiano : la dati di ogni gruppo è la stessa.**

- 1.BS-240: BS-230, BS-240;
- 2.BS-240E: BS240E, BS240Pro;
- 3.BS-360E: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with"W9-" and software version starts with "35.00");
- 4.BS-380: BS-380, BS-390;
- 5.BS-400: BS-400, BS-420;
- 6.BS-430: BS-430, BS-450,BS-460;
- 7.BS-480: BS-480, BS-490;

**Русский: Данные совпадают во всех группах.**

**Español : la datos de cada grupo es la misma.**

**Türkçe : her grubun veri aynıdır.**

- 8.BS-600: BS-600, BS-620;
- 9.BS-600M: BS-600M, BS-620M;
- 10.BS-800: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;
- 11.BS-2000: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;
- 12.BS-2800M:BS-2600M, BS-2800M;
- 13.Applicable models of the chemistry shall be subject to the parameter list and instructions.

**LOT : 053523010**

**⏰ : 2025-03-15**

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
<b>Русский</b>	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон(результат анализа ± 3CO)
<b>Português</b>	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa(Valores da análise ±3SD)
<b>Español</b>	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango(Valor de ensayo ±3SD)
<b>Italiano</b>	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore di concentrazione±3 DS)
<b>Türkçe</b>	kisaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

**UIBC**

<b>English</b>	Unsaturated Iron Binding Capacity
<b>Русский</b>	ненасыщенная железосвязывающая способность
<b>Português</b>	Capacidade de ligação de ferro insaturado
<b>Español</b>	Capacidad de unión de hierro no saturado
<b>Italiano</b>	Capacità di legame del ferro insaturo
<b>Türkçe</b>	Unsature Demir Bağlama Kapasitesi

Abbreviated name	Unit	Model	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)	1 SD	Model	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)	1 SD
<b>UIBC</b>	µmol/L	<b>BS-240<sup>1</sup></b>	32.7	26.1 — 39.3	2.2	<b>BS-480<sup>7</sup></b>	35.3	28.1 — 42.5	2.4
		<b>BS-240E<sup>2</sup></b>	33.8	26.9 — 40.7	2.3	<b>BS-600<sup>8</sup></b>	32.5	25.9 — 39.1	2.2
		<b>BS-360E<sup>3</sup></b>	32.2	25.6 — 38.8	2.2	<b>BS-600M<sup>9</sup></b>	32.9	26.3 — 39.5	2.2
		<b>BS-380<sup>4</sup></b>	32.4	25.8 — 39.0	2.2	<b>BS-800<sup>10</sup></b>	32.5	25.9 — 39.1	2.2
		<b>BS-400<sup>5</sup></b>	32.4	25.8 — 39.0	2.2	<b>BS-2000<sup>11</sup></b>	30.7	24.4 — 37.0	2.1
		<b>BS-430<sup>6</sup></b>	32.5	25.9 — 39.1	2.2	<b>BS-2800M<sup>12</sup></b>	30.3	24.3 — 36.3	2.0
	µg/dL	<b>BS-240<sup>1</sup></b>	183	146 — 220	12	<b>BS-480<sup>7</sup></b>	197	157 — 238	13
		<b>BS-240E<sup>2</sup></b>	189	150 — 228	13	<b>BS-600<sup>8</sup></b>	182	145 — 219	12
		<b>BS-360E<sup>3</sup></b>	180	143 — 217	12	<b>BS-600M<sup>9</sup></b>	184	147 — 221	12
		<b>BS-380<sup>4</sup></b>	181	144 — 218	12	<b>BS-800<sup>10</sup></b>	182	145 — 219	12
		<b>BS-400<sup>5</sup></b>	181	144 — 218	12	<b>BS-2000<sup>11</sup></b>	172	136 — 207	12
		<b>BS-430<sup>6</sup></b>	182	145 — 219	12	<b>BS-2800M<sup>12</sup></b>	169	136 — 203	11

**mindray**  
UIBC Control

For use on: BS-2000, BS-2800M,  
BS-600M, BS-800

LOT 053523010

2025-03-15

