

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский : Таблица результатов для системы BS компании Mindray  
 Português : Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray  
 Español : Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS  
 Italiano : Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray  
 Türkçe : Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



**The data of each group is same.**

**Русский: Данные совпадают во всех группах.**

**Português : A dados de cada grupo é a mesma.**

**Español : la datos de cada grupo es la misma.**

**Italiano : la dati di ogni gruppo è la stessa.**

**Türkçe : her grubun veri aynıdır.**

- 1.BS-240: BS-230, BS-240;
- 2.BS-240E: BS240E, BS240Pro;
- 3.BS-360E: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with"W9-" and software version starts with "35.00");
- 4.BS-380: BS-380, BS-390;
- 5.BS-400: BS-400, BS-420;
- 6.BS-430: BS-430, BS-450,BS-460;
- 7.BS-480: BS-480, BS-490;

- 8.BS-600: BS-600, BS-620;
- 9.BS-600M: BS-600M, BS-620M;
- 10.BS-800: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;
- 11.BS-2000: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;
- 12.BS-2800M:BS-2600M, BS-2800M;
- 13.For applicable analyzers of the analyte, please subject to the parameter sheet and instrument.

**LOT : 053524002**

**⌚ : 2025-05-19**

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
<b>Русский</b>	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон(результат анализа ± 3CO)
<b>Português</b>	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa(Valores da análise ±3SD)
<b>Español</b>	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango(Valor de ensayo ±3SD)
<b>Italiano</b>	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore di concentrazione±3 DS)
<b>Türkçe</b>	kisaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

**UIBC**

<b>English</b>	Unsaturated Iron Binding Capacity
<b>Русский</b>	ненасыщенная железосвязывающая способность
<b>Português</b>	Capacidade de ligação de ferro insaturado
<b>Español</b>	Capacidad de unión de hierro no saturado
<b>Italiano</b>	Capacità di legame del ferro insaturo
<b>Türkçe</b>	Unsature Demir Bağlama Kapasitesi

Abbreviated name	Unit	Model	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)	1 SD	Model	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)	1 SD
<b>UIBC</b>	μmol/L	<b>BS-240</b> <sup>1</sup>	32.3	25.7 — 38.9	2.2	<b>BS-480</b> <sup>7</sup>	34.8	27.9 — 41.7	2.3
		<b>BS-240E</b> <sup>2</sup>	34.7	27.8 — 41.6	2.3	<b>BS-600</b> <sup>8</sup>	32.8	26.2 — 39.4	2.2
		<b>BS-360E</b> <sup>3</sup>	32.5	25.9 — 39.1	2.2	<b>BS-600M</b> <sup>9</sup>	32.7	26.1 — 39.3	2.2
		<b>BS-380</b> <sup>4</sup>	33.5	26.9 — 40.1	2.2	<b>BS-800</b> <sup>10</sup>	32.8	26.2 — 39.4	2.2
		<b>BS-400</b> <sup>5</sup>	33.5	26.9 — 40.1	2.2	<b>BS-2000</b> <sup>11</sup>	30.7	24.4 — 37.0	2.1
		<b>BS-430</b> <sup>6</sup>	32.8	26.2 — 39.4	2.2	<b>BS-2800M</b> <sup>12</sup>	31.1	24.8 — 37.4	2.1
	μg/dL	<b>BS-240</b> <sup>1</sup>	181	144 — 217	12	<b>BS-480</b> <sup>7</sup>	195	156 — 233	13
		<b>BS-240E</b> <sup>2</sup>	194	155 — 233	13	<b>BS-600</b> <sup>8</sup>	183	146 — 220	12
		<b>BS-360E</b> <sup>3</sup>	182	145 — 219	12	<b>BS-600M</b> <sup>9</sup>	183	146 — 220	12
		<b>BS-380</b> <sup>4</sup>	187	150 — 224	12	<b>BS-800</b> <sup>10</sup>	183	146 — 220	12
		<b>BS-400</b> <sup>5</sup>	187	150 — 224	12	<b>BS-2000</b> <sup>11</sup>	172	136 — 207	12
		<b>BS-430</b> <sup>6</sup>	183	146 — 220	12	<b>BS-2800M</b> <sup>12</sup>	174	139 — 209	12

**mindray**  
UIBC Control

For use on: BS-2000, BS-2800M,  
BS-600M, BS-800

LOT 053524002

2025-05-19

