

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

7. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

8. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

10. **BS-480**: BS-480, BS-490;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11. **BS-600**: BS-600, BS-620;

6. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

12. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E (V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

13. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

14. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

15. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT: 057623004

EXP: 2024-11-08

| Abbreviated name | β-HB Control (L) | | | | | | β-HB Control (H) | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|-------------|-------------------------|---|-------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|------|------|------|------|
| | Model | Unit | Assay Value | Range (Assay Value±3SD) | | 1 SD | Model | Unit | Assay Value | Range (Assay Value±3SD) | | 1 SD | | |
| β-HB | BS-120 ¹ | mmol/L | 0.298 | 0.238 | — | 0.358 | 0.020 | BS-120 ¹ | mmol/L | 1.14 | 0.90 | — | 1.38 | 0.08 |
| | BS-200 ² | mmol/L | 0.298 | 0.238 | — | 0.358 | 0.020 | BS-200 ² | mmol/L | 1.16 | 0.92 | — | 1.40 | 0.08 |
| | BS-200E ³ | mmol/L | 0.306 | 0.243 | — | 0.369 | 0.021 | BS-200E ³ | mmol/L | 1.20 | 0.96 | — | 1.44 | 0.08 |
| | BS-230 ⁴ | mmol/L | 0.298 | 0.238 | — | 0.358 | 0.020 | BS-230 ⁴ | mmol/L | 1.14 | 0.90 | — | 1.38 | 0.08 |
| | BS-240E ⁵ | mmol/L | 0.301 | 0.241 | — | 0.361 | 0.020 | BS-240E ⁵ | mmol/L | 1.17 | 0.93 | — | 1.41 | 0.08 |
| | BS-360E ⁶ | mmol/L | 0.301 | 0.241 | — | 0.361 | 0.020 | BS-360E ⁶ | mmol/L | 1.17 | 0.93 | — | 1.41 | 0.08 |
| | BS-380 ⁷ | mmol/L | 0.298 | 0.238 | — | 0.358 | 0.020 | BS-380 ⁷ | mmol/L | 1.17 | 0.93 | — | 1.41 | 0.08 |
| | BS-400 ⁸ | mmol/L | 0.305 | 0.245 | — | 0.365 | 0.020 | BS-400 ⁸ | mmol/L | 1.21 | 0.97 | — | 1.45 | 0.08 |
| | BS-430 ⁹ | mmol/L | 0.301 | 0.241 | — | 0.361 | 0.020 | BS-430 ⁹ | mmol/L | 1.17 | 0.93 | — | 1.41 | 0.08 |
| | BS-480 ¹⁰ | mmol/L | 0.301 | 0.241 | — | 0.361 | 0.020 | BS-480 ¹⁰ | mmol/L | 1.17 | 0.93 | — | 1.41 | 0.08 |
| | BS-600 ¹¹ | mmol/L | 0.301 | 0.241 | — | 0.361 | 0.020 | BS-600 ¹¹ | mmol/L | 1.17 | 0.93 | — | 1.41 | 0.08 |
| | BS-600M ¹² | mmol/L | 0.303 | 0.243 | — | 0.363 | 0.020 | BS-600M ¹² | mmol/L | 1.18 | 0.94 | — | 1.42 | 0.08 |
| | BS-800 ¹³ | mmol/L | 0.301 | 0.241 | — | 0.361 | 0.020 | BS-800 ¹³ | mmol/L | 1.17 | 0.93 | — | 1.41 | 0.08 |
| | BS-2000 ¹⁴ | mmol/L | 0.304 | 0.244 | — | 0.364 | 0.020 | BS-2000 ¹⁴ | mmol/L | 1.18 | 0.94 | — | 1.42 | 0.08 |
| | BS-2800M ¹⁵ | mmol/L | 0.303 | 0.243 | — | 0.363 | 0.020 | BS-2800M ¹⁵ | mmol/L | 1.18 | 0.94 | — | 1.42 | 0.08 |

| English | Abbreviated name | Model | Unit | Assay Value | Range (Assay Value±3SD) |
|-----------|--------------------------|---------|---------|--------------------|---|
| Русский | сокращенное наименование | модель | Прибор | Результат анализа | Диапазон (результат анализа ± 3CO) |
| Português | Nome abreviado | Modelo | Unidade | Valores da análise | Faixa (Valores da análise ±3SD) |
| Español | nombre abreviado | modelo | Unidad | Valor de ensayo | Rango (Valor de ensayo ±3SD) |
| Italiano | abbreviazione | modelli | Unità | Valori di dosaggio | Intervallo (valore di concentrazione ±3 DS) |
| Türkçe | kısaltılmış ad | model | Ünite | Tayin Değeri | Aralık (Tayin Değeri±3SD) |

| β-HB | |
|-----------|-------------------|
| English | β-Hydroxybutyrate |
| Русский | β-гидроксипирата |
| Português | β-Hidroxibutirato |
| Español | β-hidroxibutirato |
| Italiano | β-idrossibutirato |
| Türkçe | β-Hidroksibötrat |