

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

7. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

8. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

10. **BS-480**: BS-480, BS-490;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11. **BS-600**: BS-600, BS-620;

6. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

12. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E (V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

13. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

14. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

15. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT: 057623006

EXP: 2025-02-15

Abbreviated name	β-HB Control (L)						β-HB Control (H)							
	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)		1 SD		
β-HB	BS-120 ¹	mmol/L	0.298	0.238	—	0.358	0.020	BS-120 ¹	mmol/L	1.23	0.99	—	1.47	0.08
	BS-200 ²	mmol/L	0.294	0.234	—	0.354	0.020	BS-200 ²	mmol/L	1.26	1.02	—	1.50	0.08
	BS-200E ³	mmol/L	0.295	0.235	—	0.355	0.020	BS-200E ³	mmol/L	1.28	1.01	—	1.55	0.09
	BS-230 ⁴	mmol/L	0.298	0.238	—	0.358	0.020	BS-230 ⁴	mmol/L	1.23	0.99	—	1.47	0.08
	BS-240E ⁵	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	BS-240E ⁵	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-360E ⁶	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	BS-360E ⁶	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-380 ⁷	mmol/L	0.292	0.232	—	0.352	0.020	BS-380 ⁷	mmol/L	1.24	1.00	—	1.48	0.08
	BS-400 ⁸	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	BS-400 ⁸	mmol/L	1.27	1.00	—	1.54	0.09
	BS-430 ⁹	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	BS-430 ⁹	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-480 ¹⁰	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	BS-480 ¹⁰	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-600 ¹¹	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	BS-600 ¹¹	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-600M ¹²	mmol/L	0.294	0.234	—	0.354	0.020	BS-600M ¹²	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-800 ¹³	mmol/L	0.297	0.237	—	0.357	0.020	BS-800 ¹³	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-2000 ¹⁴	mmol/L	0.295	0.235	—	0.355	0.020	BS-2000 ¹⁴	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08
	BS-2800M ¹⁵	mmol/L	0.294	0.234	—	0.354	0.020	BS-2800M ¹⁵	mmol/L	1.25	1.01	—	1.49	0.08

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ±3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ±3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore di concentrazione ±3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

β-HB

English	β-Hydroxybutyrate
Русский	β-гидроксипутирата
Português	β-Hidroxibutirato
Español	β-hidroxibutirato
Italiano	β-idrossibutirato
Türkçe	β-Hidroksibötrat