

D-Dimer Control

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадает во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-240**;
2. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;
3. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, **BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)**(Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");
4. **BS-380**: BS-380, BS-390;
5. **BS-400**: BS-400, BS-420;
6. **BS-430**: BS-450, BS-460;
7. **BS-480**: BS-480, BS-490;
8. **BS-600**: BS-600, BS-620;
9. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;
10. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;
11. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;
12. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 057823009

EXP : 2025-02-23

| Abbreviated name | D-Dimer Control (L) | | | | | D-Dimer Control (H) | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|-------|-------------|-------------------------|---|---------------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------------------|------|------|------|-----|
| | Model | Unit | Assay Value | Range (Assay Value±3SD) | | 1 SD | Model | Unit | Assay Value | Range (Assay Value±3SD) | | 1 SD | | |
| D-Dimer | BS-240 ¹ | µg/mL | 1.48 | 1.03 | — | 1.93 | 0.15 | BS-240 ¹ | µg/mL | 15.3 | 12.9 | — | 17.7 | 0.8 |
| | BS-240E ² | µg/mL | 1.52 | 1.07 | — | 1.97 | 0.15 | BS-240E ² | µg/mL | 15.5 | 13.1 | — | 17.9 | 0.8 |
| | BS-360E ³ | µg/mL | 1.52 | 1.07 | — | 1.97 | 0.15 | BS-360E ³ | µg/mL | 15.5 | 13.1 | — | 17.9 | 0.8 |
| | BS-380 ⁴ | µg/mL | 1.50 | 1.05 | — | 1.95 | 0.15 | BS-380 ⁴ | µg/mL | 15.2 | 12.8 | — | 17.6 | 0.8 |
| | BS-400 ⁵ | µg/mL | 1.50 | 1.05 | — | 1.95 | 0.15 | BS-400 ⁵ | µg/mL | 15.2 | 12.8 | — | 17.6 | 0.8 |
| | BS-430 ⁶ | µg/mL | 1.44 | 1.02 | — | 1.86 | 0.14 | BS-430 ⁶ | µg/mL | 15.1 | 12.7 | — | 17.5 | 0.8 |
| | BS-480 ⁷ | µg/mL | 1.52 | 1.07 | — | 1.97 | 0.15 | BS-480 ⁷ | µg/mL | 15.5 | 13.1 | — | 17.9 | 0.8 |
| | BS-600 ⁸ | µg/mL | 1.52 | 1.07 | — | 1.97 | 0.15 | BS-600 ⁸ | µg/mL | 15.5 | 13.1 | — | 17.9 | 0.8 |
| | BS-600M ⁹ | µg/mL | 1.40 | 0.98 | — | 1.82 | 0.14 | BS-600M ⁹ | µg/mL | 15.2 | 12.8 | — | 17.6 | 0.8 |
| | BS-800 ¹⁰ | µg/mL | 1.52 | 1.07 | — | 1.97 | 0.15 | BS-800 ¹⁰ | µg/mL | 15.5 | 13.1 | — | 17.9 | 0.8 |
| | BS-2000 ¹¹ | µg/mL | 1.43 | 1.01 | — | 1.85 | 0.14 | BS-2000 ¹¹ | µg/mL | 15.1 | 12.7 | — | 17.5 | 0.8 |
| | BS-2800M ¹² | µg/mL | 1.40 | 0.98 | — | 1.82 | 0.14 | BS-2800M ¹² | µg/mL | 15.2 | 12.8 | — | 17.6 | 0.8 |

| English | Abbreviated name | D-Dimer Control | Model | Unit | Assay Value | Range (Assay Value±3SD) |
|-----------|--------------------------|--------------------|---------|---------|--------------------|--|
| Русский | сокращенное наименование | Контроль D-димера | модель | Прибор | Результат анализа | Диапазон (результат анализа ± 3CO) |
| Português | Nome abreviado | Controle D-Dimer | Modelo | Unidade | Valores da análise | Faixa (Valores da análise ±3SD) |
| Español | nombre abreviado | Control dímero D | modelo | Unidad | Valor de ensayo | Rango (Valor de ensayo ±3SD) |
| Italiano | abbreviazione | Controllo D-Dimero | modelli | Unità | Valori di dosaggio | Intervallo(valore di concentrazione ±3 DS) |
| Türkçe | kısaltılmış ad | D-Dimer Kontrolü | model | Ünite | Tayin Değeri | Aralık (Tayin Değeri±3SD) |

| D-Dimer | |
|-----------|----------|
| English | D-Dimer |
| Русский | D-димера |
| Português | D-Dimer |
| Español | Dímero D |
| Italiano | D-Dimero |
| Türkçe | D-Dimer |