

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский : Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português : Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español : Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano : Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe : Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский : Данные совпадают во всех группах.

Português : A dados de cada grupo é a mesma.

Español : la datos de cada grupo es la misma.

Italiano : la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe : her grubun veri aynıdır.

1.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

7.**BS-410**: BS-410, BS-470;

2.**BS-300**: BS-300, BS-320;

8.**BS-480**: BS-480, BS-490;

3.**BS-330**: BS-330, BS-350;

9.**BS-600**: BS-600, BS-620;

4.**BS-330E**:**BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

10.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

**BS-350E**(Serial Number starts with "XS-");

11.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,  
BS-1800, BS-1800plus;

5.**BS-380**: BS-380, BS-390;

12.**BS-870**: BS-870;

6.**BS-400**: BS-400, BS-420;

13.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M.

14.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M

**LOT** : 061622007

**EXP** : 2024-03-26

Abbreviated name	AFU Control(L)					AFU Control(H)						
	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)	1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)	1 SD		
AFU	<b>BS-200E</b>	<sup>1</sup>	U/L	23.0	18.4 — 27.6	1.5	<b>BS-200E</b>	<sup>1</sup>	U/L	60.6	48.4 — 72.8	4.1
	<b>BS-300</b>	<sup>2</sup>	U/L	25.8	20.6 — 31.0	1.7	<b>BS-300</b>	<sup>2</sup>	U/L	67.6	54.0 — 81.2	4.5
	<b>BS-330</b>	<sup>3</sup>	U/L	26.3	21.0 — 31.6	1.8	<b>BS-330</b>	<sup>3</sup>	U/L	68.3	54.6 — 82.0	4.6
	<b>BS-330E</b>	<sup>4</sup>	U/L	23.0	18.4 — 27.6	1.5	<b>BS-330E</b>	<sup>4</sup>	U/L	60.6	48.4 — 72.8	4.1
	<b>BS-380</b>	<sup>5</sup>	U/L	23.5	18.8 — 28.2	1.6	<b>BS-380</b>	<sup>5</sup>	U/L	63.1	50.4 — 75.8	4.2
	<b>BS-400</b>	<sup>6</sup>	U/L	23.8	19.0 — 28.6	1.6	<b>BS-400</b>	<sup>6</sup>	U/L	63.7	50.9 — 76.5	4.3
	<b>BS-410</b>	<sup>7</sup>	U/L	25.9	20.7 — 31.1	1.7	<b>BS-410</b>	<sup>7</sup>	U/L	68.1	54.4 — 81.8	4.6
	<b>BS-480</b>	<sup>8</sup>	U/L	23.7	18.9 — 28.5	1.6	<b>BS-480</b>	<sup>8</sup>	U/L	63.3	50.6 — 76.0	4.2
	<b>BS-600</b>	<sup>9</sup>	U/L	23.5	18.8 — 28.2	1.6	<b>BS-600</b>	<sup>9</sup>	U/L	62.2	49.7 — 74.7	4.2
	<b>BS-600M</b>	<sup>10</sup>	U/L	29.1	23.3 — 34.9	1.9	<b>BS-600M</b>	<sup>10</sup>	U/L	77.1	61.6 — 92.6	5.2
	<b>BS-800</b>	<sup>11</sup>	U/L	22.9	18.3 — 27.5	1.5	<b>BS-800</b>	<sup>11</sup>	U/L	60.7	48.5 — 72.9	4.1
	<b>BS-870</b>	<sup>12</sup>	U/L	23.7	18.9 — 28.5	1.6	<b>BS-870</b>	<sup>12</sup>	U/L	62.7	50.1 — 75.3	4.2
	<b>BS-2000</b>	<sup>13</sup>	U/L	27.1	21.7 — 32.5	1.8	<b>BS-2000</b>	<sup>13</sup>	U/L	72.0	57.5 — 86.5	4.8
	<b>BS-2800M</b>	<sup>14</sup>	U/L	27.2	21.7 — 32.7	1.8	<b>BS-2800M</b>	<sup>14</sup>	U/L	72.0	57.5 — 86.5	4.8

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон(результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa(Valores da análise ±3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango(Valor de ensayo ±3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo(valore di concentrazione±3SDS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

AFU	
English	α-L-Fucosidase
Русский	α-L-фукозидаза
Português	α-L-Fucosidase
Español	α-L-fucosidasa
Italiano	α-L-Fucosidasi
Türkçe	α-L-Fukosidazdır