

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский : Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português : Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español : Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano : Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe : Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский : Данные совпадают во всех группах.

Português : A dados de cada grupo é a mesma.

Español : la datos de cada grupo es la misma.

Italiano : la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe : her grubun veri aynıdır.

1.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

7.**BS-410**: BS-410, BS-470;

2.**BS-300**: BS-300, BS-320;

8.**BS-480**: BS-480, BS-490;

3.**BS-330**: BS-330, BS-350;

9.**BS-600**: BS-600, BS-620;

4.**BS-330E**:**BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

10.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

11.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,
BS-1800, BS-1800plus;

5.**BS-380**: BS-380, BS-390;

12.**BS-870**: BS-870;

6.**BS-400**: BS-400, BS-420;

13.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M.

14.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M

LOT : 061623004

: 2024-06-18

Abbreviated name	AFU Control(L)					AFU Control(H)				
	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)	1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)	1 SD
AFU	BS-200E ¹	U/L	23.4	18.7 — 28.1	1.6	BS-200E ¹	U/L	60.5	48.3 — 72.7	4.1
	BS-300 ²	U/L	26.3	21.0 — 31.6	1.8	BS-300 ²	U/L	67.0	53.5 — 80.5	4.5
	BS-330 ³	U/L	26.1	20.9 — 31.3	1.7	BS-330 ³	U/L	67.0	53.5 — 80.5	4.5
	BS-330E ⁴	U/L	23.4	18.7 — 28.1	1.6	BS-330E ⁴	U/L	60.5	48.3 — 72.7	4.1
	BS-380 ⁵	U/L	23.4	18.7 — 28.1	1.6	BS-380 ⁵	U/L	60.7	48.5 — 72.9	4.1
	BS-400 ⁶	U/L	24.1	19.3 — 28.9	1.6	BS-400 ⁶	U/L	62.7	50.1 — 75.3	4.2
	BS-410 ⁷	U/L	26.0	20.8 — 31.2	1.7	BS-410 ⁷	U/L	66.6	53.2 — 80.0	4.5
	BS-480 ⁸	U/L	24.2	19.3 — 29.1	1.6	BS-480 ⁸	U/L	62.5	49.9 — 75.1	4.2
	BS-600 ⁹	U/L	23.7	18.9 — 28.5	1.6	BS-600 ⁹	U/L	61.2	48.9 — 73.5	4.1
	BS-600M ¹⁰	U/L	28.4	22.7 — 34.1	1.9	BS-600M ¹⁰	U/L	74.1	59.2 — 89.0	5.0
	BS-800 ¹¹	U/L	24.2	19.3 — 29.1	1.6	BS-800 ¹¹	U/L	62.7	50.1 — 75.3	4.2
	BS-870 ¹²	U/L	23.3	18.6 — 28.0	1.6	BS-870 ¹²	U/L	60.8	48.6 — 73.0	4.1
	BS-2000 ¹³	U/L	28.1	22.5 — 33.7	1.9	BS-2000 ¹³	U/L	71.4	57.0 — 85.8	4.8
	BS-2800M ¹⁴	U/L	28.6	22.9 — 34.3	1.9	BS-2800M ¹⁴	U/L	73.4	58.6 — 88.2	4.9

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон(результат анализа \pm 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa(Valores da análise \pm 3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango(Valor de ensayo \pm 3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo(valore di concentrazione \pm 3SDS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri \pm 3SD)

AFU	
English	α -L-Fucosidase
Русский	α -L-фукозидаза
Português	α -L-Fucosidase
Español	α -L-fucosidasa
Italiano	α -L-Fucosidasi
Türkçe	α -L-Fukosidazdır