

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-180**: BS-180, BS-190;

3.**BS-200**: BS-200, BS-220;

4.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5.**BS-230**: BS-230, BS-240, BS-280;

6.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

8.**BS-330**: BS-330, BS-350;

9.**BS-330E**:**BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

**BS-350E**(Serial Number starts with "XS-");

10.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, **BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

11.**BS-380**: BS-380, BS-390;

12.**BS-400**: BS-400, BS-420;

13.**BS-430**: BS-410, BS-430, BS-450, BS-460, BS-470;

14.**BS-480**: BS-480, BS-490;

15.**BS-600**: BS-600, BS-620;

16.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

17.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

18.**BS-830**: BS-830, BS-830S,BS-840, BS-850, BS-860, BS-870;

19.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M.

20.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

**LOT** : 061922005

**EXP** : 2023-09-25

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD
FUN	<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	$\mu\text{mol/L}$	504	428	—	580	25	<b>BS-380</b> <sup>11</sup>	$\mu\text{mol/L}$	505	429	—	581	25
	<b>BS-180</b> <sup>3</sup>	$\mu\text{mol/L}$	504	428	—	580	25	<b>BS-400</b> <sup>12</sup>	$\mu\text{mol/L}$	511	434	—	588	26
	<b>BS-200</b> <sup>4</sup>	$\mu\text{mol/L}$	512	435	—	589	26	<b>BS-430</b> <sup>13</sup>	$\mu\text{mol/L}$	503	428	—	578	25
	<b>BS-200E</b> <sup>5</sup>	$\mu\text{mol/L}$	518	440	—	596	26	<b>BS-480</b> <sup>14</sup>	$\mu\text{mol/L}$	502	427	—	577	25
	<b>BS-230</b> <sup>6</sup>	$\mu\text{mol/L}$	485	412	—	558	24	<b>BS-600</b> <sup>15</sup>	$\mu\text{mol/L}$	502	427	—	577	25
	<b>BS-240E</b> <sup>7</sup>	$\mu\text{mol/L}$	522	444	—	600	26	<b>BS-600M</b> <sup>16</sup>	$\mu\text{mol/L}$	519	441	—	597	26
	<b>BS-300</b> <sup>7</sup>	$\mu\text{mol/L}$	515	438	—	592	26	<b>BS-800</b> <sup>17</sup>	$\mu\text{mol/L}$	504	428	—	580	25
	<b>BS-330</b> <sup>8</sup>	$\mu\text{mol/L}$	512	435	—	589	26	<b>BS-830</b> <sup>18</sup>	$\mu\text{mol/L}$	505	429	—	581	25
	<b>BS-330E</b> <sup>9</sup>	$\mu\text{mol/L}$	518	440	—	596	26	<b>BS-2000</b> <sup>19</sup>	$\mu\text{mol/L}$	507	431	—	583	25
	<b>BS-360E</b> <sup>10</sup>	$\mu\text{mol/L}$	497	422	—	572	25	<b>BS-2800M</b> <sup>20</sup>	$\mu\text{mol/L}$	519	441	—	597	26

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value $\pm$ 3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа $\pm$ 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise $\pm$ 3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo $\pm$ 3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione $\pm$ 3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri $\pm$ 3SD)

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin