

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-180**: BS-180, BS-190;

3.**BS-200**: BS-200, BS-220;

4.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5.**BS-230**: BS-230, BS-240, BS-280;

6.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

8.**BS-330**: BS-330, BS-350;

9.**BS-330E**:**BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

10.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, **BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

11.**BS-380**: BS-380, BS-390;

12.**BS-400**: BS-400, BS-420;

13.**BS-430**: BS-410, BS-430, BS-450, BS-460, BS-470;

14.**BS-480**: BS-480, BS-490;

15.**BS-600**: BS-600, BS-620;

16.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

17.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

18.**BS-830**: BS-830, BS-830S,BS-840, BS-850, BS-860, BS-870;

19.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M.

20.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 061923005

EXP : 2024-09-02

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)		1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)		1 SD		
FUN	BS-120 ¹	μmol/L	477	405	—	549	24	BS-380 ¹¹	μmol/L	463	394	—	532	23
	BS-180 ³	μmol/L	477	405	—	549	24	BS-400 ¹²	μmol/L	476	404	—	548	24
	BS-200 ⁴	μmol/L	486	414	—	558	24	BS-430 ¹³	μmol/L	486	414	—	558	24
	BS-200E ⁵	μmol/L	499	424	—	574	25	BS-480 ¹⁴	μmol/L	478	406	—	550	24
	BS-230 ⁶	μmol/L	454	385	—	523	23	BS-600 ¹⁵	μmol/L	483	411	—	555	24
	BS-240E ⁷	μmol/L	478	406	—	550	24	BS-600M ¹⁶	μmol/L	476	404	—	548	24
	BS-300 ⁷	μmol/L	498	423	—	573	25	BS-800 ¹⁷	μmol/L	481	409	—	553	24
	BS-330 ⁸	μmol/L	486	414	—	558	24	BS-830 ¹⁸	μmol/L	489	416	—	562	24
	BS-330E ⁹	μmol/L	499	424	—	574	25	BS-2000 ¹⁹	μmol/L	492	417	—	567	25
	BS-360E ¹⁰	μmol/L	482	410	—	554	24	BS-2800M ²⁰	μmol/L	476	404	—	548	24

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ±3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ±3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione ±3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin