

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

1. **BS-200**: BS-200, BS-220;

2. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

3. **BS-230**: BS-230, BS-240;

4. **BS-240E**: BS240E, BS240Pro;

5. **BS-300**: BS-300, BS-320;

6. **BS-330E**: BS-330E (Serial Number starts with "XQ-"),
BS-350E (Serial Number starts with "XS-");

7. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,
BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-"
and software version starts with "35.00"),
BS-350E (V35.00) (Serial Number starts with "W9-"
and software version starts with "35.00");

17. **S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

8. **BS-380**: BS-380, BS-390;

9. **BS-400**: BS-400, BS-420;

10. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

11. **BS-480**: BS-480, BS-490;

12. **BS-600**: BS-600, BS-620;

13. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

14. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,
BS-1800, BS-1800plus;

15. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

16. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT: 145122012

EXP: 2023-09-05

Abbreviated name			CO2		
Model	Unit	Calibration Value ¹⁷	Model	Unit	Calibration Value ¹⁷
BS-200 ¹	mmol/L	29.2	BS-400 ⁹	mmol/L	29.2
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0292
BS-200E ²	mmol/L	29.2	BS-430 ¹⁰	mmol/L	29.2
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0292
BS-230 ³	mmol/L	29.2	BS-480 ¹¹	mmol/L	29.2
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0292
BS-240E ⁴	mmol/L	29.2	BS-600 ¹²	mmol/L	29.2
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0292
BS-300 ⁵	mmol/L	29.2	BS-600M ¹³	mmol/L	29.7
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0297
BS-330E ⁶	mmol/L	29.2	BS-800 ¹⁴	mmol/L	29.2
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0292
BS-360E ⁷	mmol/L	29.2	BS-2000 ¹⁵	mmol/L	29.3
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0293
BS-380 ⁸	mmol/L	29.2	BS-2800M ¹⁶	mmol/L	29.7
	mol/L	0.0292		mol/L	0.0297

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

CO2	
English	Carbon Dioxide
Русский	Двуокись углерода
Português	Dióxido de Carbono
Español	Dióxido de carbono
Italiano	Anidride carbonica
Türkçe	Karbon Dioksit

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-200**: BS-200, BS-220;

8. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-230**: BS-230, BS-240;

10. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11. **BS-480**: BS-480, BS-490;

5. **BS-300**: BS-300, BS-320;

12. **BS-600**: BS-600, BS-620;

6. **BS-330E**: BS-330E (Serial Number starts with "XQ-"),
BS-350E (Serial Number starts with "XS-");

13. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

14. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-"
and software version starts with "35.00"),

BS-1800, BS-1800plus;

BS-350E (V35.00) (Serial Number starts with "W9-"
and software version starts with "35.00");

15. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

16. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT: 145122012



: 2023-09-05

Abbreviated name					CO ₂				
Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value ± 3SD)	1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value ± 3SD)	1 SD
BS-200 ¹	mmol/L	12.2	9.7 — 14.7	0.8	BS-400 ⁹	mmol/L	12.8	10.2 — 15.4	0.9
	mol/L	0.0122	0.0097 — 0.0147	0.0008		mol/L	0.0128	0.0102 — 0.0154	0.0009
BS-200E ²	mmol/L	12.8	10.2 — 15.4	0.9	BS-430 ¹⁰	mmol/L	12.8	10.2 — 15.4	0.9
	mol/L	0.0128	0.0102 — 0.0154	0.0009		mol/L	0.0128	0.0102 — 0.0154	0.0009
BS-230 ³	mmol/L	12.4	9.9 — 14.9	0.8	BS-480 ¹¹	mmol/L	13.0	10.4 — 15.6	0.9
	mol/L	0.0124	0.0099 — 0.0149	0.0008		mol/L	0.0130	0.0104 — 0.0156	0.0009
BS-240E ⁴	mmol/L	13.0	10.4 — 15.6	0.9	BS-600 ¹²	mmol/L	12.8	10.2 — 15.4	0.9
	mol/L	0.0130	0.0104 — 0.0156	0.0009		mol/L	0.0128	0.0102 — 0.0154	0.0009
BS-300 ⁵	mmol/L	12.1	9.7 — 14.5	0.8	BS-600M ¹³	mmol/L	13.0	10.4 — 15.6	0.9
	mol/L	0.0121	0.0097 — 0.0145	0.0008		mol/L	0.0130	0.0104 — 0.0156	0.0009
BS-330E ⁶	mmol/L	12.8	10.2 — 15.4	0.9	BS-800 ¹⁴	mmol/L	13.4	10.7 — 16.1	0.9
	mol/L	0.0128	0.0102 — 0.0154	0.0009		mol/L	0.0134	0.0107 — 0.0161	0.0009
BS-360E ⁷	mmol/L	13.1	10.5 — 15.7	0.9	BS-2000 ¹⁵	mmol/L	13.2	10.5 — 15.9	0.9
	mol/L	0.0131	0.0105 — 0.0157	0.0009		mol/L	0.0132	0.0105 — 0.0159	0.0009
BS-380 ⁸	mmol/L	12.7	10.1 — 15.3	0.9	BS-2800M ¹⁶	mmol/L	13.2	10.5 — 15.9	0.9
	mol/L	0.0127	0.0101 — 0.0153	0.0009		mol/L	0.0132	0.0105 — 0.0159	0.0009

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value ± 3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ± 3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ± 3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione ± 3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri ± 3SD)

CO ₂	
English	Carbon Dioxide
Русский	Двуокись углерода
Português	Dióxido de Carbono
Español	Dióxido de carbono
Italiano	Anidride carbonica
Türkçe	Karbon Dioksit