

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский : Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português : Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español : Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano : Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe : Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский : Данные совпадают во всех группах.

Español : la datos de cada grupo es la misma.

Türkçe : her grubun veri aynıdır.

Português : A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano : la dati di ogni gruppo è la stessa.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

7.**BS-330E**:BS-330E(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

18.**S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with"W9-" and software version starts with "35.00");

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17.**BS-2800M**:BS-2600M, BS-2800M.

Русский : S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT : 145423003

: 2024-07-12

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value ¹⁸	Model	Calibration Value ¹⁸
FUN	µmol/L	BS-120 ¹	417	BS-400 ¹⁰	434
		BS-200 ²	431	BS-430 ¹¹	425
		BS-200E ³	442	BS-480 ¹²	419
		BS-230 ⁴	395	BS-600 ¹³	425
		BS-240E ⁵	425	BS-600M ¹⁴	427
		BS-300 ⁶	453	BS-800 ¹⁵	425
		BS-330E ⁷	442	BS-2000 ¹⁶	421
		BS-360E ⁸	421	BS-2800M ¹⁷	427
		BS-380 ⁹	414		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 145423003

EXP : 2024-07-12

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD
FUN	BS-120 ¹	$\mu\text{mol/L}$	473	402	—	544	24	BS-400 ¹⁰	$\mu\text{mol/L}$	463	394	—	532	23
	BS-200 ²	$\mu\text{mol/L}$	471	400	—	542	24	BS-430 ¹¹	$\mu\text{mol/L}$	477	405	—	549	24
	BS-200E ³	$\mu\text{mol/L}$	490	417	—	564	25	BS-480 ¹²	$\mu\text{mol/L}$	476	405	—	547	24
	BS-230 ⁴	$\mu\text{mol/L}$	483	411	—	555	24	BS-600 ¹³	$\mu\text{mol/L}$	469	399	—	539	23
	BS-240E ⁵	$\mu\text{mol/L}$	477	405	—	549	24	BS-600M ¹⁴	$\mu\text{mol/L}$	479	407	—	551	24
	BS-300 ⁶	$\mu\text{mol/L}$	484	411	—	557	24	BS-800 ¹⁵	$\mu\text{mol/L}$	476	405	—	547	24
	BS-330E ⁷	$\mu\text{mol/L}$	490	417	—	564	25	BS-2000 ¹⁶	$\mu\text{mol/L}$	481	409	—	553	24
	BS-360E ⁸	$\mu\text{mol/L}$	474	403	—	545	24	BS-2800M ¹⁷	$\mu\text{mol/L}$	474	403	—	545	24
	BS-380 ⁹	$\mu\text{mol/L}$	480	408	—	552	24							

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)	
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа \pm 3CO)	
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise \pm 3SD)	
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo \pm 3SD)	
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione \pm 3 DS)	
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri \pm 3SD)	

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin