

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

7.**BS-330E**:BS-330E(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

18.**S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with"W9-" and software version starts with "35.00");

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17.**BS-2800M**:BS-2600M, BS-2800M.

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT : 145423005



: 2024-11-23

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value ¹⁸	Model	Calibration Value ¹⁸
FUN	µmol/L	BS-120 ¹	444	BS-400 ¹⁰	454
		BS-200 ²	463	BS-430 ¹¹	454
		BS-200E ³	477	BS-480 ¹²	454
		BS-230 ⁴	427	BS-600 ¹³	454
		BS-240E ⁵	454	BS-600M ¹⁴	459
		BS-300 ⁶	475	BS-800 ¹⁵	454
		BS-330E ⁷	477	BS-2000 ¹⁶	456
		BS-360E ⁸	454	BS-2800M ¹⁷	459
		BS-380 ⁹	440		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 145423005

EXP : 2024-11-23

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)			1 SD
FUN	BS-120 ¹	µmol/L	482	410	—	554	24	BS-400 ¹⁰	µmol/L	465	395	—	535	23
	BS-200 ²	µmol/L	469	399	—	539	23	BS-430 ¹¹	µmol/L	477	405	—	549	24
	BS-200E ³	µmol/L	481	409	—	553	24	BS-480 ¹²	µmol/L	475	404	—	546	24
	BS-230 ⁴	µmol/L	494	420	—	568	25	BS-600 ¹³	µmol/L	477	405	—	549	24
	BS-240E ⁵	µmol/L	478	406	—	550	24	BS-600M ¹⁴	µmol/L	490	417	—	564	25
	BS-300 ⁶	µmol/L	489	416	—	562	24	BS-800 ¹⁵	µmol/L	475	404	—	546	24
	BS-330E ⁷	µmol/L	481	409	—	553	24	BS-2000 ¹⁶	µmol/L	480	408	—	552	24
	BS-360E ⁸	µmol/L	465	395	—	535	23	BS-2800M ¹⁷	µmol/L	477	405	—	549	24
	BS-380 ⁹	µmol/L	467	397	—	537	23							

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)	
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)	
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ±3SD)	
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ±3SD)	
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione ±3 DS)	
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)	

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin