

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

7.**BS-330E**:BS-330E(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

18.**S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with"W9-" and software version starts with "35.00");

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17.**BS-2800M**:BS-2600M, BS-2800M.

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

**LOT** : 145423009



: 2025-03-02

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value <sup>18</sup>	Model	Calibration Value <sup>18</sup>
FUN	µmol/L	BS-120 <sup>1</sup>	449	BS-400 <sup>10</sup>	460
		BS-200 <sup>2</sup>	467	BS-430 <sup>11</sup>	449
		BS-200E <sup>3</sup>	467	BS-480 <sup>12</sup>	449
		BS-230 <sup>4</sup>	431	BS-600 <sup>13</sup>	449
		BS-240E <sup>5</sup>	449	BS-600M <sup>14</sup>	452
		BS-300 <sup>6</sup>	480	BS-800 <sup>15</sup>	449
		BS-330E <sup>7</sup>	467	BS-2000 <sup>16</sup>	454
		BS-360E <sup>8</sup>	449	BS-2800M <sup>17</sup>	452
		BS-380 <sup>9</sup>	431		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

**BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

**BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

**BS-350E**(Serial Number starts with "XS-");

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

**LOT** : 145423009

**EXP** : 2025-03-02

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value±3SD)			1 SD
FUN	<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	µmol/L	459	390	—	528	23	<b>BS-400</b> <sup>10</sup>	µmol/L	457	388	—	526	23
	<b>BS-200</b> <sup>2</sup>	µmol/L	455	386	—	524	23	<b>BS-430</b> <sup>11</sup>	µmol/L	471	399	—	543	24
	<b>BS-200E</b> <sup>3</sup>	µmol/L	478	406	—	550	24	<b>BS-480</b> <sup>12</sup>	µmol/L	467	398	—	536	23
	<b>BS-230</b> <sup>4</sup>	µmol/L	455	386	—	524	23	<b>BS-600</b> <sup>13</sup>	µmol/L	464	395	—	533	23
	<b>BS-240E</b> <sup>5</sup>	µmol/L	464	395	—	533	23	<b>BS-600M</b> <sup>14</sup>	µmol/L	/	/	—	/	/
	<b>BS-300</b> <sup>6</sup>	µmol/L	467	398	—	536	23	<b>BS-800</b> <sup>15</sup>	µmol/L	467	398	—	536	23
	<b>BS-330E</b> <sup>7</sup>	µmol/L	478	406	—	550	24	<b>BS-2000</b> <sup>16</sup>	µmol/L	472	400	—	544	24
	<b>BS-360E</b> <sup>8</sup>	µmol/L	471	399	—	543	24	<b>BS-2800M</b> <sup>17</sup>	µmol/L	456	387	—	525	23
	<b>BS-380</b> <sup>9</sup>	µmol/L	444	378	—	510	22							

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value±3SD)	
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа ± 3CO)	
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise ±3SD)	
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo ±3SD)	
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione ±3 DS)	
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri±3SD)	

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin