

D-Dimer Calibrator Information Table



Product Name	D-Dimer Calibrators		
Batch code	7023050117	Use-by date	2024-05-25
Applicable Instruments	CX-9000, CX-9010, CX-9200 and CX-9210 Auto Coagulation Analyzers of Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd		

Calibrator	Concentration (µg/mL)	Concentration (ng/mL)	Batch code of applicable reagent
D-D Cal 1	0.27	270	0522080111
D-D Cal 2	0.42	420	
D-D Cal 3	1.23	1230	
D-D Cal 4	2.83	2830	
D-D Cal 5	4.81	4810	
D-D Cal 1	0.28	280	0523010111
D-D Cal 2	0.44	440	
D-D Cal 3	1.26	1260	
D-D Cal 4	2.85	2850	
D-D Cal 5	4.79	4790	
D-D Cal 1	0.28	280	0523040111
D-D Cal 2	0.43	430	
D-D Cal 3	1.21	1210	
D-D Cal 4	2.80	2800	
D-D Cal 5	4.76	4760	

D-Dimer Calibrator Information Table



Product Name	D-Dimer Calibrators		
Batch code	LOT 7023050117	Use-by date	2024-05-25
Applicable Instruments	C3510 and ExC810 Auto Coagulation Analyzers of Beijing Mindray Medical Instrument Co., Ltd		

Calibrator	Concentration (µg/mL)	Concentration (ng/mL)	Batch code of applicable reagent
D-D Cal 1	0.42	420	220608000、220608400、220608600、 220608900、220610900、220611900、 220612100、220612200、220700600、 220703400、220704000、220706800、 220800600、220800700、220800800、 220905800
D-D Cal 2	0.56	560	
D-D Cal 3	1.50	1500	
D-D Cal 4	3.06	3060	
D-D Cal 5	5.27	5270	
D-D Cal 1	0.44	440	220803800、220804000、220804100、 220805700、220806100、220900600、 220901400、220905600、220905700、 220908100、220906300、220908200、 220908300、220909500、221000200、 221000300、221000400、221000500、 221007400
D-D Cal 2	0.61	610	
D-D Cal 3	1.50	1500	
D-D Cal 4	3.07	3070	
D-D Cal 5	5.13	5130	
D-D Cal 1	0.45	450	221100100、221101100、221101200、 221105700、221105800、221105900、 221106500、221108100、221108200、 221200300、221200400、221203500、 221203800、221207300、221208800、 230106400、230106700、230106800、 230106900、230200800、230201100、 230201200、230201300
D-D Cal 2	0.58	580	
D-D Cal 3	1.48	1480	
D-D Cal 4	3.00	3000	
D-D Cal 5	5.09	5090	
D-D Cal 1	0.43	430	230202800、230202900、230203000、 230206000、230209000、230209500、 230302900、230303300、230307700、 230307800、230307900、230308000、 230310600、230310700、230400600、 230400700、230401000、230401100、 230404000、230406900、230407000、 230407500、230500300、230500600、 230500700
D-D Cal 2	0.58	580	
D-D Cal 3	1.49	1490	
D-D Cal 4	3.07	3070	
D-D Cal 5	5.19	5190	