

# D-Dimer Calibrator Information Table



<b>Product Name</b>	<b>D-Dimer Calibrators</b>		
<b>Batch code</b>	7023080117	<b>Use-by date</b>	2024-09-18
<b>Applicable Instruments</b>	CX Series Auto Coagulation Analyzers of Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd		

<b>Calibrator</b>	<b>Concentration (µg/mL)</b>	<b>Concentration (ng/mL)</b>	<b>Batch code of applicable reagent</b>
D-D Cal 1	0.33	330	0523010111
D-D Cal 2	0.51	510	
D-D Cal 3	1.54	1540	
D-D Cal 4	2.92	2920	
D-D Cal 5	5.54	5540	
D-D Cal 1	0.31	310	0523040111
D-D Cal 2	0.46	460	
D-D Cal 3	1.48	1480	
D-D Cal 4	2.83	2830	
D-D Cal 5	5.40	5400	
D-D Cal 1	0.32	320	0523070111
D-D Cal 2	0.49	490	
D-D Cal 3	1.47	1470	
D-D Cal 4	2.81	2810	
D-D Cal 5	5.39	5390	

# D-Dimer Calibrator Information Table



<b>Product Name</b>	<b>D-Dimer Calibrators</b>		
<b>Batch code</b>	7023080117	<b>Use-by date</b>	2024-09-18
<b>Applicable Instruments</b>	<b>C3510 and ExC810 Auto Coagulation Analyzers of Beijing Mindray Medical Instrument Co., Ltd</b>		

<b>Calibrator</b>	<b>Concentration (μg/mL)</b>	<b>Concentration (ng/mL)</b>	<b>Batch code of applicable reagent</b>
D-D Cal 1	0.44	440	221100100、221101100、221101200、221105700 、221105800、221105900、221106500、 221108100、221108200、221200300、221200400 、221203500、221203800、221207300、 221208800、230106400、230106700、230106800 、230106900、230200800、230201100、 230201200、230201300
D-D Cal 2	0.61	610	
D-D Cal 3	1.68	1680	
D-D Cal 4	3.00	3000	
D-D Cal 5	5.70	5700	
D-D Cal 1	0.42	420	230202800、230202900、230203000、230206000 、230209000、230209500、230302900、 230303300、230307700、230307800、230307900 、230308000、230310600、230310700、 230400600、230400700、230401000、230401100 、230404000、230406900、230407000、 230407500、230500300、230500600、230500700
D-D Cal 2	0.62	620	
D-D Cal 3	1.68	1680	
D-D Cal 4	3.07	3070	
D-D Cal 5	5.95	5950	
D-D Cal 1	0.39	390	230502800、230503100、230503200、230504100 、230504400、230505700、230507600、 230600600、230600900、230601000、230603600 、230603700、230603800、230607200、 230607800、230609300、230610100、230701800 、230701900、230702200、230708100
D-D Cal 2	0.57	570	
D-D Cal 3	1.65	1650	
D-D Cal 4	3.01	3010	
D-D Cal 5	5.91	5910	
D-D Cal 1	0.38	380	230704600、230704800、230706300、230706400 、230706500、230708600、230708700、 230709200、230803800、230803900、230804300 、230805600、230805800、230805900、 230806000、230807600、230808500、230901000 、230901100、230901500、230906200、 230906300、230907500
D-D Cal 2	0.56	560	
D-D Cal 3	1.49	1490	
D-D Cal 4	2.66	2660	
D-D Cal 5	5.16	5160	