



UniBase 30

Электрогидравлический операционный стол



mindray
healthcare within reach



UniBase 30

Электрогидравлический операционный стол




Надежность и функциональность операционного стола могут значительно повысить эффективность организации рабочего процесса в операционной. Разработанный специально для проведения разных типов хирургических вмешательств, операционный стол UniBase 30 способен значительно сократить время подготовки к операции и снизить нагрузку на медицинский персонал, при этом его возможности позволяют обеспечить комфортное и безопасное позиционирование пациента.

Операционный стол UniBase 30:

- Грузоподъемность 185 кг в обычном положении
- Продольный сдвиг столешницы на 300 мм (опция)
- Встроенный почечный валик с подъемом на 120 мм (опция)
- Встроенные батареи обеспечат автономную работу в течение недели
- Механическая тормозная система для безопасности и стабильности


Положение Тренделенбурга/
Обратное положение Тренделенбурга




Продольный сдвиг столешницы
(опция)



Подъем\опускание
спинной секции



Подъем\опускание столешницы




Боковые наклоны
столешницы



UniBase 30

Электрогидравлический операционный стол

Эргономичный и универсальный операционный стол



Съемная головная секция



Встроенный почечный валик (опция)



Механический ножной тормоз

UniBase 30

Электрогидравлический операционный стол

Эргономичный и универсальный операционный стол

Гибкость и надежность позиционирования пациента



Положение для проведения операций на почках с опцией встроенного почечного валика



Положение для проведения операций на почках в положении Flex (сгибание)



Спинальная хирургия



Положение для проведения вмешательств в области кисти/предплечья



Хирургия щитовидной железы



Нейрохирургические вмешательства



Гинекология, урология, колопроктология



Общая хирургия



Нейрохирургические вмешательства в положении сидя



Единое решение для операционной Mindray
Современные технологии и надежное оборудование Mindray
обеспечат решение задач любой сложности


UniBase 30

Электрогидравлический операционный стол

Технические характеристики


Размеры

Полная длина	2030мм
Высота без матраса	680мм-1030мм
Ширина без боковых рельсов	500мм
Ширина с боковыми рельсами	556мм




Положение Тренделенбурга

Положение Тренделенбурга	Макс.26°
Обратное положение Тренделенбурга	Макс.26°




Ножные секции

Угол подъема	Макс.20°
Угол опускания	Макс.90°




Головная секция

Угол подъема	Макс.45°
Угол опускания	Макс.90°




Продольный сдвиг (опция)

Продольный сдвиг в сторону головной секции	Макс. 300мм
--	-------------




Боковые наклоны

Угол наклона влево	Макс.21°
Угол наклона вправо	Макс.21°




Спинальная секция

Подъем спинной секции	Макс.80°
Опускание спинной секции	Макс.40°




Ножные секции

Разведение ножных секций	Макс. 90°
--------------------------	-----------



Встроенный почечный валик (опция)

Подъем почечного валика	Макс. 120мм
-------------------------	-------------





Материалы и информация в данной брошюре распространяется на международных рынках, но не все продукты доступны в стране вашего местонахождения. Пожалуйста, свяжитесь с представителем или партнерами для того, чтобы уточнить возможность поставки товаров или предоставления услуг.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Voice: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited

Mindray House, Kingfisher Way, Hinchingsbrooke Business Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6FN
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Risneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121
Fax: (46) 8 555 54 101

Mindray Medical Rus Co.Ltd

Olimpiysky Prospekt 16, bld 5, 129110, Moscow
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNIKA, Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo - SP, CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia

ADD: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Voice: (61-3) 9830 6610
Fax: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

ADD: 1004 Estate, Victoria Island, Lagos, Nigeria
Voice: (+234) 7030682053

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase- 3, Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kuria Road, Andheri East, Mumbai, 400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medical Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KÖYALTI MEVKİİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMCUKENT 2.NO.PLZ.3.KT. D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER, YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medical Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara


TURAN GÜNEŞ BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.

Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park, 102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266



mindray
healthcare within reach

ООО МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС
129110, Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 5
Тел.: +7 499 553 60 36 Факс: +7 499 553 60 39
Телефон технической поддержки пользователей
8-800-333-53-23 (звонок по России бесплатный)
www.mindray.com