

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

7.**BS-330E**: BS-330E (Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E (Serial Number starts with "XS-");

18.**S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E (V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

Русский: S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

LOT : 145423010

EXP : 2025-03-02

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value ¹⁸	Model	Calibration Value ¹⁸
FUN	μmol/L	BS-120 ¹	449	BS-400 ¹⁰	460
		BS-200 ²	467	BS-430 ¹¹	449
		BS-200E ³	467	BS-480 ¹²	449
		BS-230 ⁴	431	BS-600 ¹³	449
		BS-240E ⁵	449	BS-600M ¹⁴	452
		BS-300 ⁶	480	BS-800 ¹⁵	449
		BS-330E ⁷	467	BS-2000 ¹⁶	454
		BS-360E ⁸	449	BS-2800M ¹⁷	452
		BS-380 ⁹	431		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

8.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,
BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-"
and software version starts with "35.00"),
BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-"
and software version starts with "35.00");

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

9.**BS-380**: BS-380, BS-390;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10.**BS-400**: BS-400, BS-420;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

11.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12.**BS-480**: BS-480, BS-490;

13.**BS-600**: BS-600, BS-620;

6.**BS-300**: BS-300, BS-320;

14.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

15.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

7.**BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-1800, BS-1800plus;

16.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

17.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT: 145423010

EXP: 2025-03-02

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD
FUN	BS-120 ¹	$\mu\text{mol/L}$	459	390	—	528	23	BS-400 ¹⁰	$\mu\text{mol/L}$	457	388	—	526	23
	BS-200 ²	$\mu\text{mol/L}$	455	386	—	524	23	BS-430 ¹¹	$\mu\text{mol/L}$	471	399	—	543	24
	BS-200E ³	$\mu\text{mol/L}$	478	406	—	550	24	BS-480 ¹²	$\mu\text{mol/L}$	467	398	—	536	23
	BS-230 ⁴	$\mu\text{mol/L}$	455	386	—	524	23	BS-600 ¹³	$\mu\text{mol/L}$	464	395	—	533	23
	BS-240E ⁵	$\mu\text{mol/L}$	464	395	—	533	23	BS-600M ¹⁴	$\mu\text{mol/L}$	463	394	—	532	23
	BS-300 ⁶	$\mu\text{mol/L}$	467	398	—	536	23	BS-800 ¹⁵	$\mu\text{mol/L}$	467	398	—	536	23
	BS-330E ⁷	$\mu\text{mol/L}$	478	406	—	550	24	BS-2000 ¹⁶	$\mu\text{mol/L}$	472	400	—	544	24
	BS-360E ⁸	$\mu\text{mol/L}$	471	399	—	543	24	BS-2800M ¹⁷	$\mu\text{mol/L}$	456	387	—	525	23
	BS-380 ⁹	$\mu\text{mol/L}$	444	378	—	510	22							

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value $\pm$ 3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа $\pm$ 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise $\pm$ 3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo $\pm$ 3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione $\pm$ 3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri $\pm$ 3SD)

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin