

D-Dimer Calibrator Information Table



Product Name	D-Dimer Calibrators		
Batch code	7024090117	Use-by date	2026-01-24
Applicable Instruments	CX Series Auto Coagulation Analyzers of Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd		

Calibrator	Concentration (μg/mL)	Concentration (ng/mL)	Batch code of applicable reagent
D-D Cal 1	0.33	330	0523120111 0523120121 0524010111
D-D Cal 2	0.47	470	
D-D Cal 3	1.39	1390	
D-D Cal 4	2.58	2580	
D-D Cal 5	5.00	5000	
D-D Cal 1	0.32	320	0524030111 0524030121 0524040111 0524040121 0524050111
D-D Cal 2	0.46	460	
D-D Cal 3	1.41	1410	
D-D Cal 4	2.61	2610	
D-D Cal 5	5.09	5090	
D-D Cal 1	0.30	300	0524060111 0524060121 0524070111
D-D Cal 2	0.44	440	
D-D Cal 3	1.32	1320	
D-D Cal 4	2.44	2440	
D-D Cal 5	4.87	4870	
D-D Cal 1	0.32	320	0524080111 0524080121 0524080131 0524120111
D-D Cal 2	0.47	470	
D-D Cal 3	1.45	1450	
D-D Cal 4	2.72	2720	
D-D Cal 5	5.34	5340	
D-D Cal 1	0.30	300	0524100111 0524100121 0524100131 0524120211 0524120221
D-D Cal 2	0.45	450	
D-D Cal 3	1.35	1350	
D-D Cal 4	2.49	2490	
D-D Cal 5	4.86	4860	

D-Dimer Calibrator Information Table



Product Name	D-Dimer Calibrators		
Batch code	7024090117	Use-by date	2026-01-24
Applicable Instruments	C3510 and ExC810 Auto Coagulation Analyzers of Beijing Mindray Medical Instrument Co., Ltd		

Calibrator	Concentration (μg/mL)	Concentration (ng/mL)	Batch code of applicable reagent
D-D Cal 1	0.45	450	230704600、230704800、230706300、230706400、230706500、230708600、230708700、230709200、230803800、230803900、230804300、230805600、230805800、230805900、230806000、230807600、230808500、230901000、230901100、230901500、230906200、230906300、230907500、230908300、231000600、231000700、231000800、231000900、231001700、231007500、231010000、231010900、231103900、231104000、231104200、231105100、231105200、231105400、231106400、231107000、231107100、231107200、231109500、231109600、231203500、231203600、231203800、231207900、231208100、231208200、231210800、240101600、240101700、240101800、240101900、240102100、240104600、240202800、240202900、240203100、240203200
D-D Cal 2	0.57	570	
D-D Cal 3	1.58	1580	
D-D Cal 4	2.77	2770	
D-D Cal 5	5.34	5340	
D-D Cal 1	0.43	430	240109600、240109700、240110600、240110800、240205400、240300900、240301200、240301300、240306600、240308100、240308200、240309700、240309900、240310000、240400100、240404600、240404800、240404900、240406300、240406500、240406700、240406900、240408300、240408400、240410200、240410900
D-D Cal 2	0.55	550	
D-D Cal 3	1.50	1500	
D-D Cal 4	2.68	2680	
D-D Cal 5	5.18	5180	
D-D Cal 1	0.42	420	240500400、240500600、240500700、240500800、240501000、240501600、240501800、240505700、240508000、240600100、240600200、240600300、240604200、240604400、240604600、240604700、240605800、240605900、240801700、240801800、240802000、240802100、240802200、240805000、240805100、240805200、240807800、240811500
D-D Cal 2	0.55	550	
D-D Cal 3	1.51	1510	
D-D Cal 4	2.75	2750	
D-D Cal 5	5.44	5440	
D-D Cal 1	0.42	420	240700100、240701400、240701500、240701700、240702000、240702100、240702400、240704300、240704500、240706000、240706100、240707800、240900400、240903700、240903800、240903900、240904100、240904200、240904400、240904900、240907700、240907800、241001700、241001800、241002100、241002200、241006100、241006300
D-D Cal 2	0.56	560	
D-D Cal 3	1.49	1490	
D-D Cal 4	2.65	2650	
D-D Cal 5	5.29	5290	