

D-Dimer Calibrator Information Table



Product Name	D-Dimer Calibrators		
Batch code	7025020117	Use-by date	2026-05-19
Applicable Instruments	CX Series Auto Coagulation Analyzers of Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd		

Calibrator	Concentration (μg/mL)	Concentration (ng/mL)	Batch code of applicable reagent
D-D Cal 1	0.33	330	0524030111 0524030121 0524040111 0524040121 0524050111
D-D Cal 2	0.46	460	
D-D Cal 3	1.49	1490	
D-D Cal 4	2.99	2990	
D-D Cal 5	5.60	5600	
D-D Cal 1	0.31	310	0524060111 0524060121 0524070111
D-D Cal 2	0.44	440	
D-D Cal 3	1.42	1420	
D-D Cal 4	2.81	2810	
D-D Cal 5	5.42	5420	
D-D Cal 1	0.33	330	0524080111 0524080121 0524080131 0524120111
D-D Cal 2	0.48	480	
D-D Cal 3	1.55	1550	
D-D Cal 4	3.08	3080	
D-D Cal 5	5.85	5850	
D-D Cal 1	0.34	340	0524100111 0524100121 0524100131 0524120211 0524120221
D-D Cal 2	0.46	460	
D-D Cal 3	1.47	1470	
D-D Cal 4	2.90	2900	
D-D Cal 5	5.48	5480	

D-Dimer Calibrator Information Table



Product Name	D-Dimer Calibrators		
Batch code	7025020117	Use-by date	2026-05-19
Applicable Instruments	C3510 and ExC810 Auto Coagulation Analyzers of Beijing Mindray Medical Instrument Co., Ltd		

Calibrator	Concentration (μg/mL)	Concentration (ng/mL)	Batch code of applicable reagent
D-D Cal 1	0.45	450	240500400、240500600、240500700、240500800、240501000、240501600、240501800、240505700、240508000、240600100、240600200、240600300、240604200、240604400、240604600、240604700、240605800、240605900、240801700、240801800、240802000、240802100、240802200、240805000、240805100、240805200、240807800、240811500
D-D Cal 2	0.56	560	
D-D Cal 3	1.62	1620	
D-D Cal 4	3.06	3060	
D-D Cal 5	5.87	5870	
D-D Cal 1	0.41	410	240700100、240701400、240701500、240701700、240702000、240702100、240702400、240704300、240704500、240706000、240706100、240707800、240900400、240903700、240903800、240903900、240904100、240904200、240904400、240904900、240907700、240907800、241001700、241001800、241002100、241002200、241006100、241006300、241009400、241100400、241100500、241100700
D-D Cal 2	0.53	530	
D-D Cal 3	1.60	1600	
D-D Cal 4	2.97	2970	
D-D Cal 5	5.72	5720	
D-D Cal 1	0.39	390	241103400、241103500、241103600、241202700、241202900、241203000、241203200、241203500、241205800、241207900、241210200、241210300、241211000、241211100、250104000、250104500、250104600、250104700、250203400
D-D Cal 2	0.52	520	
D-D Cal 3	1.52	1520	
D-D Cal 4	2.98	2980	
D-D Cal 5	5.81	5810	