

Consona N6

Equipamento de Ultrassom Diagnóstico

Robustez para Impressionar





A linha Consona apresenta soluções inovadoras e eficazes que o auxiliam a realizar diagnósticos precisos em vários tipos de pacientes.

Não importa se sua rotina é em hospitais, clínicas ou se você está expandindo suas habilidades clínicas - você encontrará na linha Consona ferramentas avançadas e poderosas para mantê-lo na vanguarda da tecnologia.

Confiança

Excelente Plataforma

A plataforma ZST+ é uma extraordinária inovação que representa a evolução da imagem de ultrassom. Convertendo a formação de imagem dos feixes tradicionais para processamento de dados de canais, essa nova tecnologia apresenta qualidade de imagem excepcional para soluções de imagem infinitas com inúmeras evoluções.



Família de Transdutores

- Variedade de aplicações clínicas com recursos para vários cenários
- Transdutores ComboWave que aumentam a sensibilidade e a qualidade da imagem




Transdutores

Tecnologias Excepcionais

PSH	iClear	NTE	iBeam
HD-Scope	Glazing flow	HR Flow	UWN+ Contrast Imaging

Galeria de Imagens



Pâncreas Normal

Artéria Vertebral CDI

Veia Hepática CDI



PW Renal

Coluna Fetal 2D

Útero


Conveniente

Solução Clínica Abrangente

Dedicada a agregar valor a cada cenário clínico

Solução para Imagem Geral


Ferramentas inteligentes para diagnósticos rápidos



Solução para Saúde da Mulher


Mais cuidado com eficiência e satisfação





iTouch+

Otimização da imagem em tempo real




Smart Calc

Traçados e cálculos automáticos



Smart Face

Remoção automática de estruturas que estejam encobrindo a visualização da face fetal com um toque




Smart OB

Medidas automáticas da biometria fetal




Glazing Flow

Aperfeiçoando a apresentação tridimensional do fluxo fetal




Smart Bladder

Medida automática do volume vesical




Smart HRI

Cálculo do índice hepato-renal (HRI) para avaliação de esteatose hepática



HD Scope

Aumenta a resolução para uma avaliação precisa




NTE

Exibição quantitativa da elasticidade tecidual em 'Shell'

Solução Cardiovascular


Avaliação cardiovascular efetiva






AutoEF

Medida automática da Fração de Ejeção através da sístole e diástole



TDI

Apresentação da movimentação do miocárdio através do Doppler Tecidual



RIMT

Medida da IMT em tempo real baseada em dados de RF

Design Ergonômico

Alta eficiência na rotina de exames. O design refinado do equipamento proporciona aos usuários uma melhor experiência operacional.



Touch screen
13.3" full HD



Painel giratório



Design silencioso



Painel à prova de água e poeira



Monitor 21.5"
full HD



Ângulo do monitor
ajustável




Espaço para armazenamento



Altura ajustável



Fácil de transportar



Bateria integrada

Alguns itens são opcionais - consulte o seu distribuidor Mindray

Adequado

Inspira o crescimento em cada etapa

Curva de aprendizado curta com aperfeiçoamento profissional eficaz


iScanHelper

Uma ferramenta que auxilia no passo a passo da realização dos exames





iWorks

Protocolos de exame padronizados



Smart Vue

Reconhecimento automático de planos padronizados



Alguns itens são opcionais - consulte o seu distribuidor Mindray