

## ME7

Sistema de Ultrassom Portátil Dedicado



mindray

Desde a sua fundação, a Mindray tem se dedicado ao desenvolvimento de soluções de ultrassom inovadoras e acessíveis para o ambiente de atendimento. É esse compromisso com a excelência que trouxe a você a ZONE Sonography® Technology+ (ZST+), projetos industriais em evolução e soluções abrangentes de desinfecção.

O sistema de ultrassom ME7 foi cuidadosamente projetado para superar os obstáculos enfrentados pelos médicos no desafiador ambiente de saúde atual. Com um design de interface de usuário selado e a revolucionária tecnologia beamformer baseada em software, ZST+, o ME7 System combina a melhor qualidade de imagem da categoria com uma experiência de usuário intuitiva, para ajudar a garantir um diagnóstico confiável e eficiente durante os exames mais desafiadores.




## Fino, leve, potente

A unidade principal ME7, com peso de **3 kg** e espessura de **44 mm**, é o sistema de ultrassom portátil mais leve e fino do setor. O ME não é apenas pequeno e compacto, mas também possui um potente núcleo interno.



## Primeiro Sistema de Ultrassom baseado em laptop com a tecnologia ZST+

O ME7 é a primeira unidade portátil a possuir nossa inovadora tecnologia ZONE Sonography® (ZST+), permitindo recursos avançados de imagem e conjuntos de recursos expandidos em um design mais compacto.



## Solução Abrangente de Desinfecção

De requisitos de desinfecção de baixo a alto nível, a série ME7 foi projetada para superar esses desafios com seu design industrial criterioso e a seleção de materiais duráveis.



### Design Inovador

- Painel de controle com design integral
- Interface touch
- Touchpad selado

### Construção Durável

- Evita o acúmulo de resíduos da limpeza e desinfecção
- Projetado para resistir à corrosão por diversos agentes de limpeza agressivos
- Seleção de materiais de alto padrão

### Resistência à Desinfecção Certificada

- Certificação Dr. Brill e Dr. Steinmann
- Certificação Trophon e Antigermix

### Visor de status da bateria externa

- Visualize o status da bateria a qualquer momento, mesmo quando o sistema estiver desligado

### Tomada com soquete magnético de grau médico

- Simples de conectar
- Evita tensão no cabo



### U-Bank

- Design de bateria para todo o dia, suportando até oito horas de digitalização contínua

### Gestão de Cabos

- Orientação vertical dos cabos evita o arraste
- Alça traseira adaptável para roteamento de cabos

### Suporte de transdutor especializado

- Simplifica a aplicação da tampa estéril



### Design de armazenagem inovador

- Três cestas de armazenagem
- Design de cesta intercambiável

### Ajuste de altura expandido


- 320 mm de ajuste de altura que se adapta às diversas necessidades do usuário



O carrinho foi projetado para resistir à corrosão por diversos agentes desinfetantes.



Aorta Abdominal




TDI QA



Ascite



Linhas B Pulmonares



Smart VTI



Punção do Plexo Braquial



Bloqueio do Nervo Ciático



Tendão Supraespinhal

